



Imprimez et découpez votre carte de gabarit

Suivez la ligne pointillée



CHOISIR MA TAILLE DE TÉTIERELLE

Mesurer le mamelon à la jonction aréole-mamelon juste après une tétée [cf schéma]. Pour un mamelon au repos, rajouter 2 mm. L'aréole est peu aspirée dans la tétierelle.



Tailles intermédiaires disponibles sur demande au 0800 622 833 ou sur www.grandir-nature.com

Taille	Modèle	Marque
36 mm	32 mm	SPECTRA
31 mm	30 mm	KITETT MEDELA
27 mm	28 mm	ARDO MAMIVAC SPECTRA
25 mm	26 mm	ARDO KITETT
21 mm	24 mm	KITETT MAMIVAC MEDELA SPECTRA
	22 mm	ARDO
	20 mm	MAMIVAC SPECTRA
	16 mm	SPECTRA



GRANDIR NATURE
aider les mamans

N° GRATUIT 0800 622 833

www.grandir-nature.com
leblogallaitement.com